



الف) عنوان دستورالعمل:

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می شود.

ب) گامهای انجام کار :

ردیف	گام اجرایی	مسئول انجام کار
۱	بررسی معیار رد و یا قبول نمونه های ارسالی بر اساس فرم مربوطه.	پرسنل آزمایشگاه
۲	راه اندازی دستگاه بیوشیمی بر اساس دستورالعمل فنی دستگاه.	پرسنل آزمایشگاه
۳	جدا کردن سرم نمونه و ریختن آن در کاپ مخصوص بیوشیمی.	پرسنل آزمایشگاه
۴	دادن سرم کنترل به دستگاه در اولین نمونه.	پرسنل آزمایشگاه
۵	بررسی جواب سرم کنترل از نظر دقت و صحت.	پرسنل آزمایشگاه
۶	دادن نمونه ها به دستگاه بیوشیمی.	پرسنل آزمایشگاه
۷	گرفتن جوابها از دستگاه و ثبت نتایج در دفتر مخصوص آزمایشات بیوشیمی.	پرسنل آزمایشگاه
۸	کنترل کردن جوابها و ثبت نتایج در سیستم his جهت اطلاع بخش مربوطه از نتایج آزمایشات.	پرسنل آزمایشگاه

ج) مشخصات عمومی دستورالعمل :

تدوین کننده: دکتر مرتضی خادم الحسینی مسئول فنی آزمایشگاه زهرا سبزعلی سوپروایزر آزمایشگاه	تایید کننده: علی زارع عسکری مدیر مرکز	تصویب کننده: دکتر فاطمه کردستانی ریاست مرکز
--	--	--

تاریخ بازنگری : آبان ۹۵

ویرایش : دوم

کد دستورالعمل : و ۱- ۳- ۱