



الف) عنوان دستورالعمل:

نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماند

ب) گامهای انجام کار :

ردیف	گام اجرایی	مسئول انجام کار
۱	کارشناس بهداشت محیط و کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان باید بر عملکرد دستگاه بی خطر ساز پسماند نظارت کنند.	کارشناس بهداشت محیط کارشناس تجهیزات پزشکی
۲	کارشناس بهداشت محیط دستورالعمل نحوه صحیح کار با دستگاه بی خطر ساز از نوع شیمیایی را تهیه و به اپراتور دستگاه ابلاغ نماید.	کارشناس بهداشت محیط
۳	اپراتور دستگاه شیمیایی زباله باید طبق دستورالعمل کارخانه سازنده دستگاه و دستورالعمل ابلاغی بهداشتی محیط راهبری دستگاه را انجام دهد.	اپراتور دستگاه شیمیایی
۴	ضوابط و معیارهای روش بی خطر سازی با دستگاه شیمیایی مطابق ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی رعایت شود: (به شرح زیر) الف) این روش برای پسماندهای عفونی و تیز و برنده کاربرد دارد. ب) پسماندهای شیمیایی و دارویی نباید با این روش بی خطر شوند. ج) میزان پسماندهایی که داخل دستگاه قرار داده می شود باید متناسب با حجم دستگاه باشد. چ) دستگاه باید حداقل سالی یکبار کالیبره شود و مستندات آن موجود باشد.	کارشناس بهداشت محیط

پ) مشخصات عمومی دستورالعمل :

تدوین کننده: فاطمه باتوته کارشناس بهداشت محیط فاطمه زینلی کارشناس بهداشت محیط	تایید کننده: علی زارع عسکری مدیر مرکز	تصویب کننده: دکتر فاطمه کردستانی رئیس مرکز
---	---	--