



الف) عنوان دستورالعمل:

نحوه انجام آزمایش هایی که در آزمایشگاه هماتولوژی انجام می شود

ب) گامهای انجام کار:

ردیف	گام اجرایی	مسئول انجام کار
۱	معیارهای رد و یا قبول نمونه جهت آزمایش هماتولوژی هنگام ورود نمونه بررسی می گردد	پرسنل آزمایشگاه
۲	راه اندازی دستگاه هماتولوژی براساس دستورالعمل فنی نصب شده در کنار دستگاه	پرسنل آزمایشگاه
۳	دادن نمونه خون کنترل به دستگاه	پرسنل آزمایشگاه
۴	بررسی جواب خون کنترل از نظر دقت وصحت	پرسنل آزمایشگاه
۵	دادن نمونه های آزمایشات به دستگاه	پرسنل آزمایشگاه
۶	وارد نمودن جواب آزمایشات در دفتر هماتولوژی	پرسنل آزمایشگاه
۷	وارد نمودن جواب آزمایشات در سیستم ندم افزاری کامپیوتر و ارسال به بخش	پرسنل آزمایشگاه

ج) مشخصات عمومی دستورالعمل:

تدوین کننده:	تایید کننده:	تصویب کننده:
دکتر مرتضی خادم الحسینی مسئول فنی آزمایشگاه زهرا سبزه علی سوپروایزر آزمایشگاه	علی زارع عسگری مدیر مرکز	دکتر فاطمه کردستانی ریاست مرکز