



عنوان روش اجرایی: روش اجرایی استریل فوری اقلام خاص

مراحل انجام کار در روش اجرایی:

- 1- شستشوی ابزار مورد نظر با آب ساده توسط پرستار سیرکولر انجام میشود.
- 2- پرستار سیرکولر ابزار مورد نظر را در ظرف درب دار حاوی محلول پرسیدین - آریو به مدت 20 تا 30 دقیقه غوطه ور میکند.
- 3- پرستار سیرکولر بعد از مدت زمان لازم ابزار را با چیتل فورسپس استریل از محلول ضد عفونی خارج کرده با نرمال سالین استریل شستشو میدهد.
- 4- پرستار سیرکولر ابزار را بعد از شستشو به پرستار اسکراب تحویل میدهد و پرستار اسکراب بعد از خشک کردن ابزار با یک گاز استریل آن را تحویل جراح میدهد.

مسئولیتها و اختیارات

- 1- سرپرستار اتاق عمل: نظارت و پیگیری در انجام صحیح استریل فوری
 - 2- پرستار سیرکولر: آماده کردن محلول مورد نظر و استریل کردن فوری ابزار جراحی
 - 3- پرستار اسکراب: تحویل وسیله و ابزار و خشک کردن آن با گاز استریل
- امکانات: ظرف درب دار مخصوص غوطه ور کردن ابزار، محلول گلو تارال یا سایدکس، سرم نمکی استریل

منابع: روش کار در اتاق عمل

تهیه کننده:

فراحناز غفوری

اسناف اتاق عمل

تایید کننده:

خانم اژدری

مترون

تصویب کننده:

دکتر فاطمه کردستانی

ریاست مرکز