



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: خط مشی استریل فوری	
کد: NH-pp-sac-01-05	کد سنجه: ب-5-2-3
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1401	تاریخ بازنگری بعدی: بهمن ماه 1402

اداره بهبود کیفیت و اعتباربخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
1	خط مشی استریل فوری	2

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
مریم رستگار سرپرستار	خانم طیبه اژدری مترون	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: خط مشی استریل فوری	
کد: NH-pp-sac—01-05	کد سنجه: ب-5-2-3
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1401	تاریخ بازنگری بعدی: بهمن ماه 1402

ابتدا پرستار سیرکولر ابزار مورد نیاز را با آب ساده شستشو می دهد . سپس ابزار را در ظرف درب دار حاوی محلول پرسیدین آربو یا هر محلول ضد عفونی کننده با غلظت بالا یا **high level** غوطه ور می کنیم در مرحله بعد پرستار سیرکولر ابزار را بعد از زمان مورد نظر با چیتل فورسیس استریل از محلول ضد عفونی خارج نموده و با نرمال سالین استریل شستشو می دهد . و در آخر پرستار سیرکولر ابزار را بعد از شستشو به پرستار اسکراب می دهد و پرستار اسکراب بعد از خشک کردن ابزار با یک گاز استریل آن را تحویل جراح می دهد .

البته به دلیل داشتن ابزار جراحی به اندازه کافی بصورت تک پیچ معمولاً نیازی به این خط مشی نداریم و در هر اتاق عمل وسایل تک پیچ به اندازه کافی موجود می باشد و نیازی به انجام استریل فوری نمی باشد .

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
مریم رستگار سرپرستار	خانم طیبه اژدری مترون	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)