



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : دستورالعمل الزامات و ملاحظات مراقبت از بسته های استریل	
کد سنجه: ب-5-2-3	کد: NH-IN-IPC-03-05
تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402	تاریخ تدوین: بهمن 1401

اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
1	دستورالعمل الزامات و ملاحظات مراقبت از بسته های استریل	2

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان	
مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: دستورالعمل الزامات و ملاحظات مراقبت از بسته های استریل	
کد: NH-IN-IPC-03-05	کد سنجه: ب-5-2-3
تاریخ تدوین: بهمن 1401	تاریخ بازنگری بعدی: بهمن 1402

گام های انجام کار:

- 1- روی هر وسیله استریل توسط مسئول استریلیزاسون باید تاریخ استریل وانقضاء ثبت گردد.
- 2- وسایلی که به صورت V.P تک لایه استریل می شوند 3 ماه قابل استفاده می باشد.
- 3- وسایلی که به صورت V.P دولایه استریل می شوند 6 ماه قابل استفاده می باشد.
- 4- وسایلی که به صورت پگ پارچه ای استریل می شوند 15 روز قابل استفاده می باشند.
- 5- ستهای تاریخ گذشته توسط مسئولین بخشها بررسی شده و تحویل بخش استریلیزاسیون داده شود.
- 6- مجددا تست مورد نظر (کلاس 6 یا 4) داخل ست گذاشته و تاریخ انقضاء و استریل روی ست نوشته شده و استریل شود.
- 7- روی ستهای پگ شده قبل از گذاشتن داخل دستگاه نوار تست اتوکلاو که شامل این مشخصات (تاریخ انقضاء و استریل / نام فرد پک کننده و نام ست و نام دستگاه) می باشد زده شود.
- 8- دمای اتاق استریل باید کمتر از 24 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی کمتر از 70 درصد باشد.
- 9- هر گاه اندیکاتور تست شاهد اتوکلاو تغییر رنگ نداد، نباید از وسایل استریل آن سیکل استفاده کرد و باید مجددا مراحل استریل را انجام داد.
- 10- هر گاه به هر نحوی ست استریل خیس یا پاره شده باشد هر چند تاریخ انقضاء آن نگذشته باشد، قابل استفاده نبوده و باید مجددا استریل شود.
- 11- هر گاه به هر دلیلی اندیکاتور داخل ست به آن رنگ نشانگر نرسیده باشد باید از استفاده کردن آن ست خودداری کرد.
- 12- بعد از استریل شدن، ستهای باید با کانتینرهای درب دار تحویل بخشها داده شود

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
زیبا شعبانی (سرپرستار CSR)	خانم اژدری (مترون)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)