



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : خط مشی استریل فوری	
کد: NH-pp-sac—01-05	کد سنجه: ب-5-2-3
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1398	تاریخ بازنگری بعدی : شهریور ماه 1404

اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
1	خط مشی استریل فوری	2-3

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
مهری عبدالمهی (سرپرست ارتباط عمل)	خانم طیبیه اژدری مترون	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: خط مشی استریل فوری	
کد: NH-pp-sac—01-05	کد سنج: ب-5-2-3
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1398	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ماه 1404

الف) عنوان خط مشی: استریل فوری

ب) هدف: قابلیت استفاده مجدد و سریع از ابزار حین عمل جراحی

پ) دامنه: اتاق عمل

ت) مسولیت ها و اختیارات: سرپرستار اتاق عمل

ث) مواد و تجهیزات: محلول پرسیدین اریو high level و دیش بزرگ درب دار

ج) منابع: روش جاری بیمارستان

ح) نحوه پایش: مصاحبه و مشاهده

چ) شیوه انجام کار:

- 1- شستن ابزار مورد نیاز با آب ساده انجام میشود. (پرستار سیرکولر)
- 2- ابزار مورد نظر در ظرف درب دار حاوی محلول پرسیدین اریو قرار میگیرد. (پرستار سیرکولر)
- 3- بعد از گذشت زمان ده دقیقه ابزار مورد نظر با چیتل فورسپس از محلول ضد عفونی خارج گردیده و با نرمال سالین شستشو داده میشود. (پرستار سیرکولر)
- 4- ابزار مورد نظر بعد از شستشوی کامل به پرستار اسکراب تحویل داده میشود. (پرستار سیرکولر)
- 5- ابزار مورد نظر بعد از خشک کردن با گاز استریل تحویل جراح میگردد. (پرستار اسکراب)

تبصره: سیاست بیمارستان بر این است که به دلیل داشتن ابزار جراحی به اندازه کافی به صورت تک پیچ احتیاجی به استریل فوری نداریم .

ابتدا پرستار سیرکولر ابزار مورد نیاز را با آب ساده شستشو می دهد . سپس ابزار را در ظرف درب دار حاوی محلول پرسیدین اریو یا هر محلول ضد عفونی کننده با غلظت بالا یا high level غوطه ور میکنیم در مرحله بعد پرستار سیرکولر ابزار را بعد از زمان مورد نظر 20 دقیقه با چیتل فورسپس استریل از محلول ضد عفونی خارج نموده و با نرمال سالین استریل شستشو میدهد . و در آخر

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
مهری عبدلهی (سرپرستار اتاق عمل)	خانم طیبیه اژدری مترون	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : خط مشی استریل فوری	
کد: NH-pp-sac—01-05	کد سنج: ب-5-2-3
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1398	تاریخ بازنگری بعدی : شهریور ماه 1404

پرستار سیرکولر ابزار را بعد از شستشو به پرستار اسکراب میدهد و پرستار اسکراب بعد از خشک کردن ابزار با یک گاز استریل آن را تحویل جراح میدهد .

البته به دلیل داشتن ابزار جراحی به اندازه کافی بصورت تک پیچ معمولاً نیازی به این خط مشی نداریم و در هر اتاق عمل وسایل تک پیچ به اندازه کافی موجود میباشد . و نیازی به انجام استریل فوری نمیباشد .

تهیه کننده	تاییدکننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
مهری عبدالمهی (سرپرستار اتاق عمل)	خانم طیبیه اژدری مترون	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)	خانم دکتر میرمطلبی (رئیس مرکز)