



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : خط مشی استریل فوری	
کد: NH-pp-sac—01-06	کد سنجه: ب-۵-۲-۳
تاریخ تدوین: بهمن ماه ۱۳۹۸	تاریخ بازنگری بعدی : شهریور ماه ۱۴۰۵

اداره بهبود کیفیت و اعتبار بخشی

ردیف	عنوان	شماره صفحه
۱	خط مشی استریل فوری	۲-۳

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
مهتری عبداللهی سرپرستار	خانم طویه اژدری مترون	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان : خط مشی استریل فوری	
کد: NH-pp-sac—01-06	کد سنج: ب-۵-۲-۳
تاریخ تدوین: بهمن ماه 1398	تاریخ بازنگری بعدی : شهریور ماه ۱۴۰۵

الف) عنوان خط مشی : استریل فوری

ب) هدف: قابلیت استفاده مجدد و سریع از ابزار حین عمل جراحی

پ) دامنه: اتاق عمل

ت) مسولیت ها و اختیارات: سرپرستار اتاق عمل

ث) مواد و تجهیزات: محلول پرسیدین اریو high level و دیش بزرگ درب دار

ج) منابع: روش جاری بیمارستان

ح) نحوه پایش: مصاحبه و مشاهده

چ) شیوه انجام کار:

- ۱- شستن ابزار مورد نیاز با اب ساده انجام میشود. (پرستار سیرکولر)
- ۲- ابزار مورد نظر در ظرف درب دار حاوی محلول پرسیدین اریو قرار میگیرد. (پرستار سیرکولر)
- ۳- بعد از گذشت زمان ده دقیقه ابزار مورد نظر با چیتل فورسپس از محلول ضد عفونی خارج گردیده و با نرمال سالین شستشو داده میشود. (پرستار سیرکولر)
- ۴- ابزار مورد نظر بعد از شستشوی کامل به پرستار اسکراب تحویل داده میشود. (پرستار سیرکولر)
- ۵- ابزار مورد نظر بعد از خشک کردن با گاز استریل تحویل جراح میگردد. (پرستار اسکراب)

تبصره: سیاست بیمارستان بر این است که به دلیل داشتن ابزار جراحی به انداز کافی به صورت تک پیچ احتیاجی به استریل فوری نداریم .

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
مهری عبداللهی سرپرستار	خانم طویه اژدری مترون	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان مرکز آموزشی درمانی نیک نفس	
عنوان: خط مشی استریل فوری	
کد: NH-pp-sac—01-06	کد سنجه: ب-۵-۲-۳
تاریخ تدوین: بهمن ماه ۱۳۹۸	تاریخ بازنگری بعدی: شهریور ماه ۱۴۰۵

ابتدا پرستار سیرکولر ابزار مورد نیاز را با آب ساده شستشو می دهد . سپس ابزار را در ظرف درب دار حاوری محلول پرسیدین آربو یا هر محلول ضد عفونی کننده با غلظت بالا یا **high level** غوطه ور میکنیم در مرحله بعد پرستار سیرکولر ابزار را بعد از زمان مورد نظر ۲۰ دقیقه با چیتل فورسپس استریل از محلول ضد عفونی خارج نموده و با نرمال سالین استریل شستشو میدهد . و در آخر پرستار سیرکولر ابزار را بعد از شستشو به پرستار اسکراب میدهد و پرستار اسکراب بعد از خشک کردن ابزار با یک گاز استریل آن را تحویل جراح میدهد .

البته به دلیل داشتن ابزار جراحی به اندازه کافی بصورت تک پیچ معمولاً نیازی به این خط مشی نداریم و در هر اتاق عمل وسایل تک پیچ به اندازه کافی موجود میباشد . و نیازی به انجام استریل فوری نمیشد .

تهیه کننده	تایید کننده	تصویب کننده	ابلاغ کننده
مهری عبداللهی سرپرستار	خانم طویه اژدری مترون	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)	خانم دکتر حیدری (رئیس مرکز)